



PENTERO 800







Configuración:

Varioskop optica apocromatica distancia de trabajo de 200 a 500mm

Sistema Multivision para inyeccion de imágenes pre operatorias

Pantalla tactil con brazo movil, integrada en el estativo

Sistema de video integrado camara SD

Grabador SD integrado en el estativo - USB

Tubo binocular 0-180° para cirujano principal

Sistema autobalance para balanceo del microscopio o estativo

Sistema autodrape para colocacion facil de la funda esteril

Sistema cara a cara con tubo inclinable 180°

Sistema de coobservacion lateral con tubo recto

Luz Xenon de 300 watts

Interfaz de navegación (Conexión para navegador)

Sistema X/Y para movimientos finos

5 Paquetes de fundas estériles para Pentero 800 Regulador de Voltaje